



ESQUIVA PASSIVA PARA RATOS - CÓD. SLP 027R





Caixa confeccionada em chapa de aço, com pintura epóxi, porta superior e frente em acrílico cristal, divisória interna para a área de escape e bandeja coletora de dejetos.

Dimensões da caixa em mm (A x L x C): 365 x 290 x 500.

Piso em barras de aço inoxidável com espaçamento de 10 mm, área interna de fuga (escape) com 280 mm x 100 mm.

Gerador de Choque:

- Alimentação: bivolt automático.
- Mostrador digital LCD.
- Faixas de corrente máxima 100uA 2000uA com passo de 100uA.
- Faixas de duração 100ms 10000ms com passo de 100ms.
- Cronômetro com Horas, Minutos e Segundos.
- Led indicador de estimulação.

<http://scienlabor.com.br/produtos/detalhes/1480/esquiva-passiva-para-ratos.html>