



GRIP STRENGTH METER - Cód. SLFC 010





O Grip Strength Meter foi desenvolvido para realizar medição e avaliação neuromuscular no estudo dos efeitos de hormônios, analgésicos, relaxantes e outras drogas em membros de ratos e camundongos.

- Capacidade do transdutor: 1,0 até 5000 gramas.
- Faixa de amostragem: 1 até 4500 gramas, resolução de 1,0 grama.
- Tensão de excitação do transdutor: +/- 10 volt.
- Display de LCD 16 colunas x 4 linhas.
- Saída USB para conexão com o computador.
- Alimentação: 110/220V (chave seletora).
- Dimensões em mm (C x L X A): 320 x 220 x 110.
- Acompanha programa de monitoramento (manual avulso).

<http://scienlabor.com.br/produtos/detalhes/1110/grip-strength-meter-para-ratos-e-camundongos.html>