



Câmara para Embrião **EMBRYO**

Taxa de Sobrevivência de
Embriões: **99%**

Tecnologia Peltier

Esterilização UV Opcional

A câmara de embrião SCIENLABOR, modelo EMBRYO, foi projetada visando o desenvolvimento perfeito dos embriões zebrafish.

Proporciona um ambiente silencioso e sem ruídos, a uma temperatura regulável constante de 28°, com iluminação led, e controle de ciclo cicardiano (foto período), monitoramento de umidade, três bandejas com rasgo de encaixe, UV opcional, (EMBRYO-UV) e sistema PELTIER de controle de temperatura interna, construída em aço com pintura eletrostática, acrílico e porta de vidro com vedação dupla, que evita condensação de água, permitindo melhor visualização do ambiente interno e além do bloqueio dos raios UV.

Equipamento testado e aprovado ✓

Garantia de 12 meses.

EMBRYO

PREÇO IMBATÍVEL!
R\$
6.900,00

Consulte outros modelos



vendas.zebrafish@gmail.com



+55 16 3963 6100



www.zebrafishbrasil.com.br